

1543521 - Pèse-valise LS06 - avec sangle de fixation - 1 pc



Déscription

Avec ce pèse-bagage pratique, les excédents de bagages ne seront plus jamais un problème lors d'un voyage en avion. L'écran LCD facile à lire et la fonction de maintien pratique vous fournissent des informations rapides sur la quantité de bagages. Dispose d'une fonction de maintien automatique, d'une sangle de fixation de 1 mètre pour un gain de place lors du rangement. Convient également pour peser d'autres objets.

- Avec technologie de mise en marche: bouton marche
- Arrêt automatique
- indicateur de surcharge
- Capacité de charge maximale : 40 kg

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bemat	0.05 EUR
Poids max.	0 kg
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Mémoire	Non
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Composition	Piles : 1 x3V CR2032
sku	1543521
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	10 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-valise