

## 1543093 - Gobelet - 300 ml - 1 pc



### Déscription

Ce gobelet facilite la nutrition et la désaltération. Le gobelet a différents points d'adhérence et convient aux personnes avec un sens affaibli ou une mauvaise coordination. Il est aussi résistant au lave-vaisselle.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>Couverture</b>	Oui
<b>Anse</b>	Oui
<b>Conforme à la norme HACCP</b>	Oui
<b>Coupe isolante</b>	Non
<b>Indication d'échelle</b>	Oui
<b>Composition</b>	Récipient en PET/bouchon verseur: polypropylène
<b>sku</b>	1543093
<b>Contenu</b>	300 ml
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce