

1561386 - Tork Premium mini savon liquide doux - S2 - parfumé - 8 x 475 ml



Déscription

Offrez à vos visiteurs un savon multi-usage, délicatement parfumé et adapté aux peaux normales à sèches. Le savon liquide doux mini contient des ingrédients hydratants et réparateurs dont la douceur prouvée pour la peau offre un lavage des mains en douceur. S'adapte dans les distributeurs mini pour savon liquide, certifiés faciles à utiliser et qui permettent une bonne hygiène des mains pour tous.

Spécifications

Marque	Tork
SKU leverancier	420502
Ingrédients	Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, PEG-4 Rapeseedamide, Citric Acid, Glycol Distearate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Sodium Lauroyl Glutamate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Cocamidopropyl Betaine, Benzoic Acid, Propylene Glycol, Dehydroacetic Acid, Tetrasodium Iminodisuccinate, Sodium Benzoate, Hydrogenated Palm, Glycerides Citrate, Tocopherol, CI 19140, CI 15985, Sodium Sulfate
sku	1561386
Contenu	475 ml
Couleur	Jaune clair
Forme physique	Savon liquide
Niveau de qualité	Premium
Odeur	Parfum frais
Système	S2 - Système de savon liquide petit
Type d'emballage	Carton