

1609603 - Tork chiffon de nettoyage W8 - 1-plis - 31,5 cm x 38,5 cm - 8 x 55 feuilles



Déscription

Chiffon multi-usage doux et souple qui absorbe rapidement les liquides et l'huile. Ce chiffon offre un résultat de nettoyage professionnel grâce à l'effet exelCLEAN®. Le chiffon est idéal pour les petites espaces.

Spécifications

Marque	Tork
sku	1609603
Largeur pliée	16 cm
Longueur pliée	19.3 cm
Largeur dépliée	31.5 cm
Couches	1 couche
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Boîte