

1627449 - QualiBelly Advanced Pediatric - abdominale support - hoogte 10 cm - kind

Déscription

QualiBelly Advanced est un support de compression unique et breveté, conçu pour tous les types de chirurgie abdominale. Il offre un confort, une fonctionnalité et une facilité d'utilisation incomparables, tant pour les patients que pour les professionnels de santé.

Ce support favorise la récupération en aidant les patients à se lever plus rapidement et à marcher en position droite sans exercer de pression excessive sur la plaie.

Caractéristiques principales:

- Compatible avec les poches de stomie
- Permet le passage libre des drains entre les bandes sans gêne
- Support pour bouteille de drainage disponible en accessoire

Trois bandes réglables individuellement assurent un soutien et une compression ciblés exactement là où ils sont le plus nécessaires.

QualiBelly Advanced associe fonctionnalité médicale et confort optimal afin de favoriser une récupération plus sûre et une meilleure mobilité après une intervention chirurgicale.

Spécifications

Marque	Qualiteam
	ea8ada86c8d451afba9b83b73f39b81e
	800be49f7f475fda8737e4fe0a93921f
sku	1627449
Circonférence	50 - 65 cm
Hauteur de bandage de soutien	10 cm
Type d'emballage	Pièce