

1603664 - sachets de stérilisation (peel-pack) sachets sans soufflet - pelable bop 60 g/m² - 8 x 30 cm - 2400 pcs



Déscription

Sachets laminés, full peel bop sans trame 60g/m² pour l'emballage stérile d'instruments et de fournitures médicales.

Attention: les ciseaux figurant sur l'image ne sont pas inclus dans le sac plastifié.

Spécifications

Composition	Matière synthétique
sku	1603664
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	8 x 30 cm
Type d'emballage	Carton