

1533343 - Surflo™ S-Plus - I.V. cathéter - 24G x 19 mm - jaune - 1 x 50 pcs



Déscription

Le cathéter I.V. Surflo™ S-Plus se compose de 3 parties et est composée en des matériaux de haute qualité.

Le cathéter est opaque et possède un bouchon Luer-Lock. La conception ergonomique assure le confort et la facilité d'insertion du cathéter dans la veine.

La pointe aiguisée de l'aiguille facilite l'insertion du cathéter.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR+DM2419SX(NIEUWSR+DM2419SD)
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Cathéter: FEP + Ba SO4 • Embase de cathéter: polypropylène + masterbatch • Goupille de calage: polyoxyméthylène • Canule (aiguille interne): acier inoxydable • Raccord de l'aiguille: copolymèrestyrène/butadiène • Bouchon Luer-lock: polypropylène • Filtre de raccord d'évent: polyéthylène • Corps de raccord d'évent: butane styrène co-polymère • Protection: polyéthylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Produits similaires	Non
Débit	29 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	0.55 mm
Diamètre externe cathéter	0.74 mm
sku	1533343
Mécanisme de sécurité	Non
Aiguille de sécurité	Non
Couleur	Jaune
Dimensions	24G x 19 mm
Dimensions en mm	0,7 x 19 mm
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte