

1610012 - Keiser A400 Curl des jambes assis



Déscription

Découvrez l'avenir de l'entraînement de force et de la rééducation avec le Keiser A400 Leg Curl assis. Équipé de la technologie innovante Pure Resistance Technology™ (PRT), cet appareil utilise de l'air comprimé contrôlé numériquement au lieu des poids traditionnels en fer.

Principaux avantages :

- **Résistance variable dynamique (DVR)** : La résistance s'adapte automatiquement à votre courbe de force naturelle – moins de résistance là où vous êtes plus faible, plus là où vous êtes plus fort. Cela optimise l'activation musculaire tout au long du mouvement.
- **Résistance par air Keiser (PRT)** : Élimine la masse, l'inertie et le momentum. Entraînez-vous à toutes les vitesses, du lent (développement de la force) au rapide (vitesse et puissance explosive), sans à-coups.
- **Réglage direct** : Modifiez la résistance à tout moment pendant la répétition grâce aux touches-poussoirs.
- **Options d'entraînement avancées** : Réalisation facile de surcharge isométrique et excentrique.
- **Adapté à la rééducation** : Les patients peuvent être positionnés confortablement avant que la charge ne soit ajoutée progressivement.

Mouvement bilatéral : Idéal pour l'entraînement de la symétrie.

- **Facile à utiliser** : De grands écrans numériques affichent la résistance et les répétitions.

Le Keiser A400 offre une expérience d'entraînement fluide, efficace et précise pour les professionnels du fitness comme pour les centres de rééducation.

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	L 119 cm, H 117 cm
Poids du produit	110 kg
sku	1610012
Résistance	0 - 122 kg
Type d'emballage	Pièce