

1559897 - Waveguard original cap - 4 electrodes - N3 (29-31 cm)



Déscription

Le bonnet EEG waveguard original avec 4 électrodes est le dernier et le plus avancé des bonnets disponibles à l'heure actuelle. Toutes les casquettes waveguard originales sont très légères grâce à l'utilisation de fils d'électrodes très fins, et le tissu souple et respirant de la casquette permet des enregistrements confortables même sur une longue période.

Caractéristiques:

- Capuchon le plus approprié pour les enregistrements couplés AC et DC en recherche et en milieu clinique.
- Bons signaux même dans les potentiels (très) lents, par exemple dans la plage de fréquence < 0,5 Hz.
- Signaux EEG de haute qualité
- Ajustement confortable
- Facile à nettoyer
- Se connecte à tout système EEG
- Garantie d'un an

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Ant Neuro |
| sku | 1559897 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille | N3 (29-31 cm) |
| Type d'emballage | Pièce |