

1553474 - Guides jambes - plastifiés - avec sangle désinfectable pour MOTOmed Viva 2, Muvi et Loop



Déscription

Guides jambes rabattables avec appui pour mollet plastifié et sangle désinfectable

- Recommandé pour l?utilisation dans entre autres cliniques et maisons de retraite
- Pour un guidage et un maintien sûrs des jambes
- Les appuis pour mollets sont suspendus et épousent élastiquement la forme du mollet
- Fixation agréable à l'aide de sangles velcro
- Avec palier articulé au niveau de la cheville et ajustable en hauteur de 9,0cm à 16,0cm
- L?appui pour mollet est détachable, la tige des guides jambes est rabattable

Spécifications

Marque	MOTOmed
sku	1553474
Type d'emballage	Paire