

## 1601580 - Physisonic ES-7S - ultrason à mains libres (STATUS)



### Déscription

L'ultrason Physiosonic STATUS (ULTRASONS STATIQUES) représente une nouvelle méthode révolutionnaire pour appliquer les ultrasons thérapeutiques de la manière la plus efficace.

- Fini de devoir déplacer votre tête US classique pour éviter les effets indésirables comme les brûlures! Avec le système STATUS et son gel pad, la tête balaye automatiquement la zone de traitement à l'intensité pré établie sans aucun risque de surdosage.
- Un coussin de gel non liquide garantit un bon transfert de l'énergie des ultrasons. Le coussin de gel est maintenu en place à l'aide d'un anneau de fixation. La dépression crée un joint parfaitement étanche entre le corps, le coussin de gel et la tête de traitement réduisant les variations de dosage comme dans les applications par ultrasons dynamiques. L'efficacité clinique et la sécurité du patient sont ainsi renforcées.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1601580
<b>Poids</b>	650 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce