

## 1015636 - Tensiomètre manuel Classic - tuyau 2-en-1 - brassard velcro adultes - étui - 1 pc



### Déscription

Le Boso Classic est un tensiomètre mécanique très précis et fiable. Ce moniteur de pression artérielle de Boso est conçu pour une utilisation intensive dans les cabinets médicaux et les hôpitaux.

Le manomètre du moniteur de pression artérielle est résistant aux chocs, sûr contre les surpressions et pourvu d'un mécanisme non-corrosif.

Le tensiomètre Boso Classic est compatible avec une large gamme de brassards. Selon le brassard choisi, le moniteur de pression artérielle peut être utilisé autant pour les nourrissons que pour les patients obèses. Le moniteur est équipé d'une vise pour un échange facile du brassard.

### Avantages

- Sûr contre les surpressions
- Pourvu d'un mécanisme non-corrosif
- Avec une construction de tuyau 2 en 1

## Spécifications

<b>Marque</b>	BOSO
<b>Composition</b>	Chrome
<b>sku</b>	1015636
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres anéroïdes