

1543832 - Coussin à l'eau avec ouverture - percé avec tuyau de remplissage - 45 x 50 cm - 1 pc



Déscription

Coussin à l'air/eau avec ouverture contre les escarres. Fabriqué composée en PVC thermosoudé atoxique. Son extérieur assure une bonne répartition de la pression d'appui, convient aux patients à faible risque d'escarres. Le coussin est livré complet avec tuyau de remplissage. Lavable à l'eau et au désinfectant.

Spécifications

Marque	Biomatrix
Composition	PVC
sku	1543832
Couleur	Bleu
Poids	300 g
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce