

1104866 - Thermomètre avec embout flexible - MT 200 - 1 pc



Déscription

Le thermomètre avec embout flexible. Avec les caractéristiques techniques thermomètre crayon 10-secondes. Doté de la nouvelle technologie haute vitesse de 10 secondes. La conception et l'assemblage de la "pointe de mesure" brevetée permet des mesures en 10 secondes, flexible "Gold Tip", anti-allergène. Dispose d'un grand écran LCD avec rétro-éclairage et est étanche. Le thermomètre dispose d'une alarme de fièvre et d'une mémoire avec les données de la dernière mesure. S'éteint automatiquement et indique lorsque la batterie est faible.

Spécifications

Marque	Microlife
Digital	Oui
Infrarouge	Non
Alarme fièvre	Oui
Non contact	Non
Embout souple	Oui
Taxe Bepat	0.05 EUR
Indicateur de piles faibles	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1104866
Normes	EN ISO 13485:2016
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal
Vitesse de mesure	10 sec