

1603841 - BD™ Insyte -IV cathéter sans ailettes - 18G x 1 1/4" - bleu - 50 pcs



Spécifications

Marque	BD
sku	1603841
Stérile	Oui
Normes	EN ISO 13485
Débit	105 milliliter per minute
Couleur	Bleu
Dimensions	18G x 1 1/4"
Dimensions en mm	1,3 x 30 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte