

## 1601449 - MoliCare® Skin clean gel doux lavant - 12 x 500 ml



### Déscription

Gel avec pompe doseuse pratique pour le nettoyage quotidien en douceur. Il contient du panthénol hydratant et de l'huile d'amandes nourrissante.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Hartmann
<b>SKU leverancier</b>	9950890
<b>Ingrédients</b>	Panthénol et huile d'amande
<b>sku</b>	1601449
<b>Contenu</b>	500 ml
<b>Type d'emballage</b>	Carton