

1533274 - Lampe d'examen 7WVARP - sur statif - bras flexible - 1 pc



Déscription

La lampe d'examen de Promotal est efficace et fiable et facilite votre examen médical. La lampe 7W est très polyvalente, puissante et confortable, cette lampe est équipée de LEDs de dernière génération sans effet de chaleur. La lampe d'examen est conçue avec un interrupteur sans contact. Cela réduit le risque d'infections et répond aux exigences d'hygiène médicale.

Spécifications

Marque	Promotal
Étendue du champ lumineux	10 cm
Nombre de LEDs	7
Intensité lumineuse	25000 lux
Longueur du bras	65 cm
Contrôle de la mise au point	Non
Commande Touchless	Non
Composition	Acier inoxydable
sku	1533274
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de trépied
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce