

1540351 - Coussin support Relax - housse bi-tec - L 58 x L 28 cm - 1 pc



Déscription

Un coussin de positionnement de soutien relaxant universel avec de nombreuses utilisations différentes, il peut être utilisé dans une chaise, un canapé, un fauteuil roulant ou dans un lit. Il peut être utilisé comme coussin anti-escarres pour prévenir les escarres. Fournit un soutien indéformable et confortable et est idéal pour une utilisation sur un canapé de massage, comme support pour les massages et les traitements de physiothérapie. De plus, cet coussin peut également être utilisé dans les pratiques de manucure et de pédicure. Grâce à la composition Bi-tech, l'coussin est respirant, ignifuge, antibactérien, anti-acarien et antifongique.

Spécifications

Marque	Fico
Dimensions du produit	L 28 cm, L 58 cm
Composition	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m ² , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m ³ , tailles des billes 0,9-1,18 mm
sku	1540351
Lavable	40 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Type d'emballage	Pièce