

1575255 - Spéculums vaginaux jetables Cusco S - emballage individuelle - 2,4 cm - 1 x 25 pcs



Déscription

Speculum vaginal Mediware.

- Vis de réglage moletée réglable en continu
- Sans phtalate
- Maintenir fermement les verrouillages
- Ouverture simple et rapide du film stérile
- Code couleur pour identifier rapidement la bonne taille.
- Emballé individuellement stérile
- Disponible séparément: éclairage LED réutilisable

Spécifications

Marque	Mediware
Dimensions du produit	L 2.4 cm
sku	1575255
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	S
Type d'emballage	Boîte
Type spéculum vaginal	Cusco