


1601091 - Schiller Pack batterie Fred PA-1 Lithium non-rechargeable



Déscription

La batterie de 6 ans de Schiller est spécialement conçue pour le défibrillateur FRED PA-1. Il a une autonomie de 6 ans en veille et dispose d'une puissance suffisante pour plus de 140 chocs ou 6 heures d'utilisation continue. Li-MnO₂ de 2 800 mAh (15 V).

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1601091
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce