

1600177 - Chariot à linge sale ouvert - 366 litres - 1030 x 630 x 770 mm - 1 pc



Déscription

Un grand chariot ouvert d'une capacité de 366 litres pour le transport du linge sale dans les établissements de soins.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 63 cm, H 103 cm
Profondeur du produit	77 cm
sku	1600177
Couleur	Gris
Matériel	Aluminium
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce