

## 1600177 - Chariot à linge sale ouvert - 366 litres - 1030 x 630 x 770 mm - 1 pc



### Déscription

Un grand chariot ouvert d'une capacité de 366 litres pour le transport du linge sale dans les établissements de soins.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 63 cm, H 103 cm
<b>Profondeur du produit</b>	77 cm
<b>sku</b>	1600177
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Matériel</b>	Aluminium
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce