

1558550 - TL 50 lampe de thérapie à la lumière du jour - 1 pc



Déscription

La lampe de thérapie par la lumière du jour TL 50 apporte plus de lumière du jour pendant les mois sombres de l'hiver. Avec 10 000 lux à une distance d'environ 15 cm, il peut compenser le manque de lumière du jour et influencer positivement l'humeur.

-
- Sans UV
- Technologie LED à économie d'énergie

Spécifications

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Marque | Beurer |
| Dimensions du produit | L 27.1 cm, H 24.6 cm, L 14.5 cm |
| SKU leverancier | 60815 |
| Puissance | 36 W |
| Distance | 15 cm |
| Intensité lumineuse | 10000 lux |
| sku | 1558550 |
| Type d'emballage | Pièce |