

## 1558550 - TL 50 lampe de thérapie à la lumière du jour - 1 pc



### Déscription

La lampe de thérapie par la lumière du jour TL 50 apporte plus de lumière du jour pendant les mois sombres de l'hiver. Avec 10 000 lux à une distance d'environ 15 cm, il peut compenser le manque de lumière du jour et influencer positivement l'humeur.

- Sans UV
- Technologie LED à économie d'énergie

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 27.1 cm, H 24.6 cm, L 14.5 cm
<b>SKU leverancier</b>	60815
<b>Puissance</b>	36 W
<b>Distance</b>	15 cm
<b>Intensité lumineuse</b>	10000 lux
<b>sku</b>	1558550
<b>Type d'emballage</b>	Pièce