

1558550 - TL 50 lampe de thérapie à la lumière du jour - 1 pc



Déscription

La lampe de thérapie par la lumière du jour TL 50 apporte plus de lumière du jour pendant les mois sombres de l'hiver. Avec 10 000 lux à une distance d'environ 15 cm, il peut compenser le manque de lumière du jour et influencer positivement l'humeur.

- Sans UV
- Technologie LED à économie d'énergie

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 27.1 cm, H 24.6 cm, L 14.5 cm
SKU leverancier	60815
Puissance	36 W
Distance	15 cm
Intensité lumineuse	10000 lux
sku	1558550
Type d'emballage	Pièce