


## 1572338 - WelchAllyn brassards eco à usage unique - adulte - 27-38 cm - 1 x 100 pcs



### Déscription

Manchon Welch Allyn 27 - 38 cm (lot de 100) – réutilisable et conçu pour un usage multiple chez un même patient, afin de prévenir les contaminations croisées. Compatible avec tous les types de moniteurs, anéroïdes et ABPM6100 (jusqu'à 100 gonflages). Équipé du même raccord FlexiPort. Fabriqué en 100 % polypropylène, sans PVC, DEHP ni BPA. Convient également pour les applications ECG (MAPA).

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>sku</b>	1572338
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Type d'emballage</b>	Pièce