

## 1560718 - Gobelet isolant Thermo - vert - 320 ml - 1 pc



### Déscription

Variante du Thermo 205, mais avec 1 poignée. Conception spéciale à l'intérieur, ce qui facilite la consommation. Il fonctionne comme une coupelle nasale et le réglage est invisible. Peu importe de quel côté vous buvez. Double paroi, résultant en de bonnes propriétés isolantes. Peut être combiné avec bec 806: petite ouverture ; bec 807: grande ouverture ; bec anti-goutte 808: abreuvoir 811: abreuvoir encastré 814: abreuvoir fermé 812.

## Spécifications

<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Couverture</b>	Non
<b>Anse</b>	Oui
<b>Coupe isolante</b>	Oui
<b>Indication d'échelle</b>	Non
<b>sku</b>	1560718
<b>Contenu</b>	320 ml
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Forme</b>	n/a
<b>Type d'emballage</b>	Pièce