

1560398 - EM95 EMS Home Studio -bluetooth - 1 pc



Déscription

L'appareil haut de gamme EM 95 EMS permet un entraînement professionnel à domicile, pour une stimulation musculaire à domicile. Vous pouvez vous connecter à l'application « beurer EMS HomeStudio » sur votre smartphone via Bluetooth®. Un coach virtuel peut également vous accompagner. Suivez vos réalisations et enregistrez vos progrès. Avec des entraînements en 2 catégories : fitness et force et relaxation et bien-être, il y a un total de 20 entraînements disponibles. Comprend 8 électrodes en gel auto-adhésives (45x45 mm), 4 brassards (2x bras, 2x jambes), un clip pratique pour pantalon/ceinture et un câble de charge USB avec adaptateur.

Spécifications

Marque	Beurer
SKU leverancier	66201
Taxe Bebat	0.05 EUR
Programmes de massage	40
sku	1560398
Réglementation Européenne	2014/53/EU
Type d'emballage	Pièce