

1517275 - Volumetric Incentive Spirometer 4000mL capacité - 1 x 12 pcs



Déscription

Spiromètres incitatifs volumétriques AirLife®. Nos spiromètres incitatifs volumétriques AirLife® simplifient la thérapie respiratoire profonde grâce à un design intuitif qui invite les patients à effectuer et à contrôler eux-mêmes leurs exercices respiratoire, même sans supervision directe. Un indicateur d'objectifs du patient peut être réglé et permet aux patients de suivre leur propre progression. Les graduations latérales indiquent clairement les volumes atteints jusqu'à une capacité de 4.000 mL. La tubulure flexible permet au patient de régler l'embout buccal pour pouvoir utiliser le système dans diverses positions, et un support pour embout buccal permet de ranger celui-ci en période d'ihnutilisation. Disponible avec ou sans valve unidirectionnelle. 12 spiromètres par caisse.

Spécifications

Marque	Airlife
sku	1517275
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Boîte