

1510704 - Brassard Microlife - S - 17 - 22 cm - pour tous les BDM microlife standard - 1 pc

Déscription

Le brassard souple de Microlife est disponible en différentes tailles pour offrir un ajustement parfait et garantir la plus grande précision lors des mesures de la pression artérielle. Pour assurer une hygiène optimale, le brassard est lavable.

Il est également sans latex, ce qui le rend adapté aux patients allergiques.

Spécifications

Marque	Microlife
sku	1510704
Normes	EN ISO 13485:2016
Groupe cible	Adultes Enfants
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Taille du brassard	S
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro