

1541475 - OP-C5 colposcope avec LED



Déscription

Votre colposcope orienté vers l'avenir : modulaire, intégrable et d'un excellent rapport qualité-prix.

Exemple de configuration :

- Source lumineuse LED détachable et universelle avec câble optique.
- Trépied super-stable avec base extra-lourde avec roues verrouillables.
- Moniteur 22 pouces de qualité exclusive conforme à la norme VESA. Autre moniteur possible.
- Configuration réglable selon les besoins.

Spécifications

Marque	Optomic
sku	1541475
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce