

1574574 - Balance digitale à colonne - 200 kg - sur batterie - 1 pc



Déscription

Ce pèse-personne numérique fournit une mesure précise du poids corporel et affiche l'IMC après avoir saisi la taille. La balance a une fonction mère-enfant afin que les petits enfants qui ne peuvent pas encore se tenir seuls sur la balance soient pesés avec leur mère. La fonction hold garantit que le résultat mesuré peut être gelé. La fonction d'arrêt automatique empêche l'utilisateur d'être averti lorsque les piles sont faibles. En mode veille, la balance s'éteint après quelques minutes.

Spécifications

Marque	Soehnle
Dimensions du produit	L 36.2 cm, H 9.9 cm, L 48.8 cm
Mémoire	Non
Calibré	Non
Poids max.	200 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1574574
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes numérique à colonne