

1513117 - Seca 856 balance électronique d'organes -et de laboratoire en acier inoxydable - 5 kg - 1 pc



Déscription

Les bords surélevés de l'unité d'affichage la protègent contre d'éventuels liquides. Par ailleurs, le logement de la pile et les pieds sous la face inférieure sont étanchéifiés de sorte qu'aucun liquide ne risque de pénétrer dans la balance et d'en détériorer l'électronique. Sa solide plateforme en acier fin étant facile à nettoyer, la balance seca 856 répond parfaitement aux exigences hygiéniques particulièrement sévères en matière d'équipement médico-technique. Grâce à la fonction pré-TARE, les organes ou tissus peuvent être pesés directement dans un récipient pour en connaître le poids spécifique exact. La fine graduation au gramme près garantit des résultats extrêmement précis.

Spécifications

Marque	Seca
Taxe Bebat	0.05 EUR
Poids max.	5 kg
Mémoire	Non
Calibré	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Non
Composition	RVS
sku	1513117
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	1 g < 3 kg > 2 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Balance de laboratoire digitale