


1574368 - Linido appui rabattable 53 cm - anthracite - 1 pc



Déscription

Cette barre d'appui pliante pour toilettes offre un soutien non seulement en s'asseyant ou en se levant du siège des toilettes ou de la douche, mais aussi en se déplaçant latéralement, par exemple d'un fauteuil roulant vers les toilettes. Ce support offre donc un appui à la fois dans les positions horizontales et verticales, et ce avec une position de verrouillage fiable. Montage simple directement sur le mur. - Cette barre d'appui pliante pour toilettes offre un soutien non seulement en s'asseyant ou en se levant du siège des toilettes ou de la douche, mais aussi en se déplaçant latéralement, par exemple d'un fauteuil roulant vers les toilettes. Ce support offre donc un appui à la fois dans les positions horizontales et verticales, et ce avec une position de verrouillage fiable. Montage simple directement sur le mure. - Version avec accents en anthracite.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2603.3502-11
sku	1574368
Matériel	Inox pli
Type d'emballage	Pièce