

## 1518893 - Spéculum Cusco - XL - jaune - diam. 35 mm - 1 x 50 pcs



### Déscription

Les spéculums Cusco **Gyneas** sont les seuls spéculums dotés de rabats plus longs pour un meilleur accès au col de l'utérus. Avec une pointe arrondie, moins de stress pour le patient. Avec un angle d'ouverture plus petit pour un retrait plus facile et moins de traumatisme pour le patient. Les spéculums ont une charnière renforcée et offrent moins de risque d'affaissement et un meilleur blocage de la vis.

Le spéculum présente de nombreux avantages, tant pour le gynécologue ou l'obstétricien que pour le patient:

#### Avantages

- Stérile et à usage unique
- Sterilisation avec l'oxyde éthylène
- Les spéculums en emballage sachet individuelle stérile
- Composition résine de polystyrène
- La taille indiquée est le diamètre du spéculum.
- Ne contient pas de latex
- Coin arrondi ergonomique
- Des valves plus longues pour un meilleur accès

## Spécifications

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Marque                    | Gyneas                      |
| sku                       | 1518893                     |
| Qualité instruments       | Jetable et stérile          |
| Quantité par emballage    | 1 x 50 pcs                  |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe Is |
| Taille                    | 35 mm                       |
| Type d'emballage          | Boîte                       |
| Type spéculum vaginal     | Cusco                       |