

## 1352074 - Table d'examen Praxis 2 Elite - hauteur variable hydraulique - Portobello - 1 pc



### Déscription

Le Praxis 2 Elite est le successeur de la série Praxis 2, qui a connu un grand succès. Cette ligne se caractérise par son énorme portée de 48-98 cm et a une capacité de levage standard de 225 kg. Grâce à ses pieds arrondis et à ses profilés plus épais, la table n'est pas seulement belle, elle est aussi très solide et stable. Le dossier plus long du Praxis 2 Elite est de 81 cm et offre une position assise confortable.

Attention: la couleur de la table telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Dimensions du produit</b>	L 64 cm, L 198 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Hauteur</b>	48-98 cm
<b>Capacité de levage</b>	225 kg
<b>Temps de réglage de la hauteur</b>	40 s
<b>sku</b>	1352074
<b>Couleur</b>	Portobello
<b>Nombre de parties</b>	2-parties
<b>Réglage de la hauteur</b>	Hydraulique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce