

**1533320 - Blunt Fill - aiguilles pousseuses - 18G x 1 1/2" - rouge - 1 x
100 pcs**



Déscription

L'aiguille de pousseuses BD® Blunt Fill est conçue pour une transition sûre de la préparation des médicaments à l'administration des médicaments. Élimine l'utilisation de pointes coupantes ou pointues, la pointe de l'aiguille est coupée à un angle de 45°. Ce qui peut empêcher de percer le bouchon du flacon. Se remplit rapidement et convient également aux médicaments visqueux. Un filtre de 5 microns capture 98 % de toutes les particules en suspension.

Spécifications

Marque	BD
Mécanisme de sécurité	Non
Normes	EN 556-1:2001/ AC:2006, EN ISO 10993 series, EN ISO 11737-2:2009, EN ISO 13485:2016 /AC: 2016, EN ISO 15223-1:2016, EN 1707:1996, EN 1041 :2008+A 1:2013
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
sku	1533320
Produits similaires	Oui
Couleur	Rouge
Dimensions en mm	1,20 x 38 mm
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte