

## 1533320 - Blunt Fill - aiguilles pousseuses - 18G x 1 1/2" - rouge - 1 x 100 pcs



### Déscription

L'aiguille de pusses BD® Blunt Fill est conçue pour une transition sûre de la préparation des médicaments à l'administration des médicaments.

Élimine l'utilisation de pointes coupantes ou pointues, la pointe de l'aiguille est coupée à un angle de 45°. Ce qui peut empêcher de percer le bouchon du flacon.

Se remplit rapidement et convient également aux médicaments visqueux. Un filtre de 5 microns capture 98 % de toutes les particules en suspension.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>SKU leverancier</b>	303129
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Normes</b>	EN 556-1:2001/ AC:2006, EN ISO 10993 series, EN ISO 11737-2:2009, EN ISO 13485:2016 /AC: 2016, EN ISO 15223-1:2016, EN 1707:1996, EN 1041 :2008+A 1:2013
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1533320
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Dimensions en mm</b>	1,20 x 38 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte