

1549947 - Lampe d'examen LED 120F - fixation murale - bras à ressort - 1 pc



Déscription

Lampe d'examen très puissante pour les traitements de petite chirurgie, avec un excellent rendu des couleurs. La version à focale variable est équipée du système d'éclairage R86, un réflecteur de lumière froide avec filtre thermique.

• Sans contrôle de mise au point

• Indice de rendu des couleurs Ra : 86

• Température de couleur 4300K

• Taille du champ lumineux : 14 cm

• Diamètre de la lampe : 15 cm

• Lampe LED 40 Watt



Spécifications

Marque	Dr. Mach
Contrôle de la mise au point	Oui
Diamètre de la lampe	29 cm
Nombre de LEDs	12
Intensité lumineuse	45000 lux
Étendue du champ lumineux	13 à 18 cm
Commande Touchless	Non
Longueur du bras	170 cm
sku	1549947
Normes	EN ISO 13485:2016
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de mur
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce