

1623388 - Tapis de course SportsArt T655MS AC Servo - support long standard - avec HRC & HTR - affichage LED



Déscription

Les tapis de course de rééducation SportsArt sont spécialement conçus pour le **marché cardiaque et physiothérapeutique** et allient technologie innovante et sécurité centrée sur le patient. Grâce à la **fonction tapis de course bidirectionnelle**, les thérapeutes peuvent utiliser la marche avant et arrière (marche rétrograde) pour des **analyses de la marche et des observations de la démarche**. Avec un **réglage de déclivité jusqu'à -3%**, ces tapis sont idéaux pour la **rééducation du dos et des genoux**.

Pour une sécurité maximale, les modèles répondent aux **exigences UL pour les fuites de courant** en milieu médical et sont équipés de **barres latérales médicales complètes**, incluant des sections basses pour usage pédiatrique. Les **systèmes de lubrification automatique Eco-Glide™** facilitent l'entretien et prolongent la durée de vie.

Les utilisateurs bénéficient d'une **vitesse SAFE-START™ dès 0,1 MPH**, en avant comme en arrière, et d'une **vitesse réglable de -3 à 12 MPH**. De plus, les tapis offrent une **mesure de la fréquence cardiaque par contact et télémétrique**, une surface de course multi-couches de 62 x 22 pouces, ainsi que des options supplémentaires telles qu'une télécommande filaire, un ventilateur à 3 vitesses et l'intégration SA Well+™.

Avec des fonctions telles que le **port CSAfe, des barres médicales, des capteurs HR centrés et un bouton d'arrêt d'urgence**, les tapis de course de rééducation SportsArt sont non seulement sûrs et fiables, mais aussi conçus pour aider les thérapeutes à **traiter plus efficacement un plus grand nombre de patients**.

Caractéristiques principales du T655MS :

- **Robuste et stable** : poids de l'unité 177 kg pour une stabilité maximale.
- **Surface de course spacieuse** : 55,9 x 157,5 cm pour une utilisation confortable et sécurisée.
- **Large plage de vitesses** :
 - - Marche arrière : 0,2 – 5,0 km/h (idéal pour la marche rétrograde et l'observation de la démarche)
 - Marche avant : 0,2 – 20,0 km/h



- **Inclinaison réglable** : de -3% à +15% pour la rééducation notamment du dos et des genoux.
- **Haute capacité de charge** : poids utilisateur maximal de 227,3 kg.
- **Moteur puissant** : servo-moteur AC 5,0 HP avec technologie ECO-DRIVE™, silencieux et économe en énergie.
- **Sécurité médicale** : conforme aux normes UL pour les fuites de courant en milieu médical.
- **Affichages conviviaux** : calories, vitesse, temps, distance, METs, fréquence cardiaque, rythme, inclinaison, zone de perte de poids, zone cardio, zone active.
- **Programmes d'entraînement étendus** : démarrage rapide, manuel, intervalle, fessiers, colline, 5K, 10K, brûlage de graisse, HRC, test de forme physique (Bruce, Gerkin).
- **Option console** : écran LED tri-couleur.
- **Design pratique** : hauteur de marche de seulement 22,2 cm et barres latérales médicales complètes (incluant sections pédiatriques).
- **Entretien réduit** : système de lubrification automatique ECO-Glide.

Le T655MS est idéal pour :

- La rééducation cardiaque après des problèmes ou interventions cardiaques.
- La rééducation orthopédique et neurologique avec un soutien sécurisé.
- L'entraînement quotidien dans les cabinets de physiothérapie et les centres de rééducation à forte fréquentation.

Avec le tapis médical T655MS, vous choisissez une solution de rééducation sûre, durable et polyvalente qui aide les thérapeutes à traiter les patients plus efficacement.

Spécifications

| | |
|-------------------------|-----------|
| Marque | SportsArt |
| sku | 1623388 |
| Type d'emballage | Pièce |