

1543301 - Toise électronique - 50 jusqu'à 240 cm - gradation 1 cm - 1 pc



Déscription

Mesure du corps par ultrasons avec compensation de la température. Possibilité de sélectionner l'unité de mesure. Niveau à bulle électronique intégré pour la correction du désalignement de l'appareil et l'indication des erreurs. Boîtier en plastique. Plage de mesure de 50 à 240 cm.

Spécifications

Marque	Soehnle
Taxe Bebat	0.05 EUR
Télescopique	Non
Démontable	Non
Connectable aux balances	Non
sku	1543301
Graduation toise	1 cm
Modèle toise	Toise électronique
Plage de mesure	50 - 240 cm
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce