

1541127 - HEINE EL3 Lampe d'examen - modèle mural LED avec support flexible, incluant fixation murale



Déscription

La lampe d'examen murale HEINE EL3 LED fournit un éclairage puissant et sans ombres exactement au point de soin. Grâce à la technologie LEDHQ de haute qualité, cette lampe offre une qualité de lumière constante avec une excellente restitution des couleurs, essentielle pour des diagnostics précis dans tout environnement clinique.

Caractéristiques principales & avantages :

- LED de qualité HEINE (LEDHQ) : intensité lumineuse optimale, restitution précise des couleurs et excellentes performances thermiques pour une utilisation durable et fiable.
- Éclairage sans ombres : La tête d'éclairage compacte (Ø env. 60 mm) permet un positionnement précis, même dans les zones difficiles d'accès sans ombres gênantes.
- Sans entretien & hygiénique : Le design fermé Cool-Touch évite la surchauffe et rend la désinfection simple et sûre
- Placement intuitif : Grâce à la tête de lampe légère et au col de cygne stable, la lampe se règle facilement et précisément et reste fermement en place.
- Options de montage flexibles : Ce modèle est adapté à une fixation murale, mais est également disponible avec pince de table ou support mobile sur roulettes (vendus séparément).

Applications:

Idéal pour une utilisation dans les salles d'examen, cabinets de soins, cabinets médicaux, cabinets de physiothérapie et centres de rééducation où un éclairage fiable et ciblé est primordial.

Heine ref.: J-008.27.011



Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINJ-008.27.011
sku	1541127
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de mur
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce