

## 1541127 - HEINE EL3 Lampe d'examen - modèle mural LED avec support flexible, incluant fixation murale



### Déscription

La **lampe d'examen murale HEINE EL3 LED** fournit un **éclairage puissant et sans ombres** exactement au point de soin. Grâce à la technologie LEDHQ de haute qualité, cette lampe offre une qualité de lumière constante avec une excellente restitution des couleurs, essentielle pour des diagnostics précis dans tout environnement clinique.

#### Caractéristiques principales & avantages :

- **LED de qualité HEINE (LEDHQ)** : intensité lumineuse optimale, restitution précise des couleurs et excellentes performances thermiques pour une utilisation durable et fiable.
- **Éclairage sans ombres** : La tête d'éclairage compacte (Ø env. 60 mm) permet un **positionnement précis**, même dans les zones difficiles d'accès – sans ombres gênantes.
- **Sans entretien & hygiénique** : Le **design fermé Cool-Touch** évite la surchauffe et rend **la désinfection simple et sûre**.
- **Placement intuitif** : Grâce à la **tête de lampe légère et au col de cygne stable**, la lampe se règle facilement et précisément – et reste fermement en place.
- **Options de montage flexibles** : Ce modèle est **adapté à une fixation murale**, mais est également disponible avec **pince de table ou support mobile sur roulettes** (vendus séparément).

#### Applications :

Idéal pour une utilisation dans les **salles d'examen, cabinets de soins, cabinets médicaux, cabinets de physiothérapie et centres de rééducation** où un éclairage fiable et ciblé est primordial.

Heine ref. : J-008.27.011

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>SKU leverancier</b>	HEINJ-008.27.011
<b>sku</b>	1541127
<b>Catégorie de lampe de recherche</b>	Lampe d'examination
<b>Lampe d'examination modèle</b>	Modèle de mur
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce