


1543211 - Sonde d'aspiration CH06 - 50 cm - 1 distale + 1 latérale - stérile - 1 x 100 pcs



Déscription

Sonde d'aspiration à ouverture centrale et 2 yeux, une pointe arrondie à usage unique. La sonde offre une bonne qualité standard avec connexion en entonnoir selon le code couleur international.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Dimensions du produit	L 50 cm
Stérile	Oui
Composition	PVC
sku	1543211
Diamètre sonde	Ch 06
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte