

## 1533037 - Surflo™ I.V. cathéter - 18G x 64 mm - vert - 50 pcs



### Déscription

Le cathéter I.V. Surflo™ sont composées des matériaux de haute qualité afin de garantir une administration sûre.

La conception garantit lors de la ponction que celle-ci est sûre et régulière, et que l'aiguille est stable lors de la ponction.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	SR+OX1864C1
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cathéter: ETFE + BASO4</li><li>• Embase de cathéter: polypropylène + master batch</li><li>• Goupille de calage: acier inoxydable</li><li>• Canule (aiguille interne): acier inoxydable</li><li>• Raccord de l'aiguille: polycarbonate</li><li>• Filtre: polyester - résine synthétique vinyle</li><li>• Protection: polypropylène</li><li>• Capuchon: polypropylène + master batch</li></ul>
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Débit</b>	85 milliliter per minute
<b>Diamètre interne cathéter</b>	0.95 mm
<b>Diamètre externe cathéter</b>	1.3 mm
<b>sku</b>	1533037
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Aiguille de sécurité</b>	Non
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Dimensions</b>	18G x 64 mm
<b>Dimensions en mm</b>	1,3 x 64 mm
<b>Méthode de stérilisation</b>	Rayonnement
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte