


1543626 - Urinal homme - avec couvercle - gradué - 1000 ml - 1 pc



Déscription

Cet urinoir est un outil utile pour les hommes. Après utilisation, l'urinoir peut être fermé avec un couvercle. La capacité maximale est de 1 litre avec indication de la taille.

Spécifications

Autoclavable	Oui
Composition	Urinal: polycarbonate, couvercle: polypropylène
Code CNK	CNK 1680-339
sku	1543626
Possibilité de vidange	Oui
Contenu	1000 ml
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Sex	Hommes
Type d'emballage	Pièce