

## 1600067 - Pèse-personne mécanique MS40 - 134 kg - Échelle de gradation 500 gr - 1 pc



### Déscription

La balance personnelle analogique MS40, sans piles et au design rétro, est un élément de décoration élégant pour votre salle de bain. Elle fonctionne de manière simple et précise. La balance dispose d'une grande échelle facile à lire et d'une surface antidérapante (20 x 26 cm) pour une position confortable.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 28.5 cm, H 8.3 cm, L 43 cm
<b>sku</b>	1600067
<b>Code CNK</b>	CNK 4609-459
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Non
<b>Poids max.</b>	135 kg
	Non
<b>Gradation pèse-personnes</b>	500 g
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes mécaniques