

1600067 - Pèse-personne mécanique MS40 - 134 kg - Échelle de gradation 500 gr - 1 pc



Déscription

La balance personnelle analogique MS40, sans piles et au design rétro, est un élément de décoration élégant pour votre salle de bain. Elle fonctionne de manière simple et précise. La balance dispose d'une grande échelle facile à lire et d'une surface antidérapante (20 x 26 cm) pour une position confortable.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 28.5 cm, H 8.3 cm, L 43 cm
sku	1600067
Code CNK	CNK 4609-459
Mémoire	Non
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Non
Poids max.	135 kg
Gradation pèse-personnes	500 g
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes mécaniques