


1540636 - Schiller Cardiovit FT-1 avec logiciel ETM pour Windows



Déscription

Cet électrocardiographe léger et compact, comportant un écran tactile intuitif 8 po ainsi qu'une imprimante thermique intégrée, constitue la plus récente innovation de SCHILLER. Conçu pour les utilisateurs qui accordent une grande importance à la technologie de pointe, le CARDIOVIT FT-1 est un appareil réseau qui permet une connectivité et un flux de travail sans papier. Exclusivement avec logiciel Windows.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1540636
Options ECG	CCAA ETM
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce