

1001090 - Lames de bistouri nr 23 - stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

Le n°23 est un couteau en forme de "lame" qui s'aiguise sur le devant.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Marque | Swann Morton |
| Composition | Acier inoxydable |
| Stérile | Oui |
| Normes | ISO 1385:2016 |
| Produits similaires | Non |
| sku | 1001090 |
| Numéro du bistouri | 23 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |